



# Mi Electric Toothbrush

---

- Brosse à dents électrique d'onde sonore: moteur haute performance 31 000 vibrations/minute, couple de sortie jusqu'à 230 gf.cm
- Corps simple intégré – étanchéité IPX7. Bouton de commutation sans couture conçu pour éviter l'accumulation de pâte dentifrice et de saleté.

---


- Tête de brosse haute densité résistant à la rouille et sans métal pour une expérience plus écologique et hygiénique. Poils souples de haute qualité.
- Reconnaissance des gestes de brossage afin de générer des analyses grâce à l'application.

---

- Mode de brossage personnalisé activable par l'application (temps de brossage, soin des gencives, mode de blanchiment, nettoyage de la langue et mode débutant).
- Port de chargement USB pour charger la brosse même avec un powerbank
- Un seul bouton pour basculer entre le mode standard, doux ou personnalisé (paramètres pour le mode personnalisé défini par l'application).

# Mi Electric Toothbrush

Personnalisez votre dispositif pour éviter toute confusion avec quelqu'un d'autre chez vous.



Le design minimaliste se fond dans n'importe quelle salle de bain.



Connectez-le à votre téléphone et configurez les paramètres de brossage en fonction de vos besoins. Gardez une trace de votre hygiène dentaire en vérifiant régulièrement les rapports de brossage.

Chargeur USB pour vous permettre de recharger votre brosse partout, même avec un powerbank



Le moteur sonique à lévitation magnétique haute performance, développé par des experts japonais, fonctionne à un rythme de fréquences de vibration de 31 000 /minute et dispose d'une puissance de sortie de couple jusqu'à 230 gf.cm

En conséquence, la puissance ne reste pas seulement sur les vibrations à haute fréquence du moteur, elle transfère également la puissance à la tête de brosse plus efficacement.



## Instructions:

1. Téléchargez l'application Mi Home App, et cliquez sur Ajouter un appareil pour trouver la brosse à dents électrique Mi.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, et suivez les instructions de l'application pour jumeler la brosse.
3. Utilisez l'application pour configurer les paramètres de brossage personnalisés ou laissez-le par défaut.
4. Pour le brossage, utilisez le bouton pour sélectionner le mode Standard, Doux ou le mode personnalisé précédemment configuré.
5. Pour les débutants, l'application permet une option permettant d'attendre 10 secondes avant le démarrage du moteur afin que le dentifrice puisse être appliqué sur les dents pendant ce temps.
6. Vérifiez régulièrement le rapport sur l'application pour voir l'historique de brossage, conseils de brossage, etc.

## Caractéristiques:

Tension nominale: 3.7 V

Puissance évaluée: 2W

Étanchéité IPX7

Temps de charge: 12 heures, charge par induction

Compatible avec les appareils Android et IOS.